



Tratamientos más Efectivos y Duraderos.
Ondas de Choque Radiales.

ACCUSTEC®



MEDITEA 
www.meditea.com



Tecnología aplicada a la rehabilitación y la estética.
Viamonte 2255/65 - Buenos Aires Argentina - CP (C1056ABl)
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111
VENTAS: 0810-666-9097

Tratamientos más efectivos y duraderos.
Ondas de Choque Radiales.

ACCUSTEC®

 **SHOCK WAVE**



MEDITEA 
www.meditea.com





ACCUSTEC®



SHOCK WAVE

Ondas de choque ACCUSTEC®

La terapia de Ondas de Choque, **ACCUSTEC®** basa su acción en impactos de presión mecánica que se transmiten a las distintas zonas afectadas del cuerpo humano. Es el primer método no invasivo que asegura un tratamiento efectivo y duradero de la debilidad del tejido conectivo asociada a la edad, especialmente en el tratamiento de los indeseados efectos estéticos de la piel.

ACCUSTEC®, actúa aplicando un frente de onda acústica de alta densidad de energía extracorpórea. Los efectos biomecánicos producen un aumento transitorio en la permeabilidad de la membrana celular lo que conduce a una mejora en el intercambio de sustancias entre células. El estímulo mecánico se convierte en actividad química, a través de la vasodilatación y la neo-vascularización, produciendo hiperemia en todas las capas de tejido, incluyendo el tejido conectivo y estimulando la formación de colágeno.



MEDITEA 
www.meditea.com

ACCUSTEC® SHOCK WAVE



La novedosa acción de las ondas acústicas de choque consigue una rápida acción en los tejidos tratados sin efectos secundarios.

Uno de los objetivos de esta técnica es inducir la regeneración del colágeno y elastina, que se realiza mediante mecanismos de reparación intrínsecos del cuerpo para recuperar los tejidos. En estética, la terapia de Ondas de Choque representa una novedad mundial.



MEDITEA 
www.meditea.com



ACCUSTEC®

El tratamiento de **Ondas de choque, ACCUSTEC®** es una terapia extracorporal que consiste en aplicar ondas de presión de alta potencia en lesiones, provocando efectos tanto mecánicos como biológicos. Esta técnica utiliza los mecanismos de reparación intrínsecos del cuerpo para recuperar los tejidos a nivel de la piel, de los músculos y de las articulaciones.

Indicado para:

- P.E.F.E
- Dolor asociado con el sistema músculo-esquelético.
- Contracturas
- Regeneración celular.
- Fracturas no consolidadas.
- Tendinitis
- Calcificaciones de tendones.
- Epicondilitis.
- Esguinces.

Características de las ondas de choque:

Frecuencia seleccionable entre 0 – 2 (con incremento de 1) 4/8/16 Hz.

Impactos: Seleccionable entre 1 a 4000, en pasos de 1 unidad.

Presión. Regulable de 0 a 5 bar.

Incluye:

Mango aplicador.

Pedestal rodante OPCIONAL



La terapia de ondas de choque realizada por **ACCUSTEC®** es ortopédica (desórdenes del aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulaciones y sus lesiones) y dermatológica (desórdenes en la estructura y función de la piel). Las ondas de choque radiales son utilizadas actualmente en la práctica médica.



ACCUSTEC®, posee un aplicador para realizar ondas radiales con un diámetro específico para facilitar el tratamiento en diferentes áreas.

Cabezal aplicador:

Su diseño ergonómico le permite al profesional trabajar de forma cómoda y descansada.

El disco que contacta con la piel, es de acero inoxidable este material le confiere mayor resistencia a la corrosión.



El aplicado posee un AET, (área efectiva de trabajo) de 310 mm². Permite conocer la superficie útil donde se aplica la energía al tejido a tratar, transformándose en energía mecánica en diferentes niveles tanto en la piel como en el panículo adiposo.

