

Compacto generador de campos electromagnéticos de hasta 200 Gauss



CARACTERISTICAS

Es la versión mas actualizada de la electromagnetoterapia digital en la modalidad compacta y portátil.

Su circuito de alta potencia comandado por un microprocesador, permite trabajar alcanzando una potencia de hasta 200 Gauss tanto en emisión continua como pulsante.

Asimismo dispone de las siguientes frecuencias de trabajo: 5 - 10 - 25 - 50 Hertz. Posee un timer incorporado de 30 minutos con indicador de fin de sesión.



MEDITEA

MAGNETHERP 200[®]



Compacto generador de campos electromagnéticos.

APLICACIONES

El principal campo de acción de la terapia por campos electromagnéticos es la fisioterapia y rehabilitación, siendo algunas de sus principales indicaciones:

- Dolores, edemas y traumatismos en general de: articulaciones, ligamentos y músculos en procesos agudos y crónicos (esguinces, luxaciones, artrosis, artritis, contracturas, etc.)
- Disfunciones circulatorias (varices, flebitis, linfedemas, etc.)
- Acelerador de la consolidación ósea (fracturas).
- Activador en la regeneración de lesiones de la piel (heridas, úlceras, eczemas, llagas, etc.)
- Nervios lesionados (acorta tiempo de reinervación)



Viamonte 2255/2265 - Buenos Aires - Argentina - CP (C1056AB1)
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111

MEDITEA 
www.meditea.com