

## Equipo Generador digital programable de campos electromagnéticos.



### CARACTERISTICAS

El más completo equipo digital generador de campo electromagnético terapéutico de alto campo, con potencia de salida de hasta 500 Gauss. Tal nivel de potencia permite reducir el tiempo de tratamiento así como la cantidad de sesiones.

Se puede seleccionar el tratamiento adecuado según la patología entre 8 programas preestablecidos, correspondientes a más de 30 afecciones, y permite al usuario diseñar el protocolo

más apto para el paciente, eligiendo entre 12 formas de onda distintas, frecuencia, intensidad y tiempo de tratamiento, brindando así incontables modalidades de trabajo.

Permite integrar hasta 3 programas distintos en una misma sesión, el equipo realiza estos cambios en forma automática y programada, sin intervención del profesional.

Dispone de 4 canales de salida para poder utilizar hasta cuatro accesorios al mismo tiempo.



# MAGNETHERP 400<sup>®</sup>



## Campos electromagnéticos.

## Digital

### APLICACIONES

El principal campo de acción de la terapia por campos electromagnéticos es la fisioterapia y rehabilitación, siendo algunas de sus principales indicaciones:

- Dolores, edemas y traumatismos en general de: articulaciones, ligamentos y músculos en procesos agudos y crónicos (esguinces, luxaciones, artrosis, artritis, contracturas, etc)
- Disfunciones circulatorias (varices, flebitis, linfedemas, etc.)
- Acelerador de la consolidación ósea (fracturas).
- Activador en la regeneración de lesiones de la piel (heridas, úlceras, eczemas, llagas, etc.).
- Nervios lesionados (acorta tiempo de reinervación).



## MAGNETHERP 400<sup>®</sup>

### Digital



Viamonte 2255/2265 - Buenos Aires - Argentina - CP (C1056AB1)  
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111

**MEDITEA**   
[www.meditea.com](http://www.meditea.com)