

Multicel®

Generador de hipertermia por radiofrecuencia (RF).



Es un Generador de hipertermia por radiofrecuencia (RF) que tiene como finalidad incrementar la temperatura en el tejido muscular, adiposo y dérmico para su utilización en Rehabilitación y Estética.

- Incrementa la temperatura en el tejido muscular, adiposo y dérmico.
- Es utilizado en rehabilitación y estética.
- Generación profunda de calor en los tejidos.

Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.



MEDITEA



www.meditea.com

Descripción

El **Multicel®** se basa en el incremento térmico interno del tejido, es decir logra el aumento sectorial de la temperatura de las células desde el interior al exterior; no al contrario, como ocurre con la aplicación de otros tipos de irradiación térmica.

Funcionamiento

El **Multicel®** cuenta con aplicadores de cuatro tamaños, para trabajar las distintas zonas del cuerpo, mediante una emisión de radiofrecuencia de 500 KHz con la que se accede a gran profundidad.

Aplicaciones

En el sistema de hipertermia por radiofrecuencia, apto para tratamientos de rehabilitación y estética, el incremento de temperatura logrado permanece en los tejidos tratados por mucho tiempo, lo que desarrolla un efecto terapéutico inmediato y mediato.

- Generación profunda de calor en los tejidos
- Aporte de oxígeno y nutrientes a la célula.
- Aceleración del metabolismo celular
- Gran estímulo circulatorio.
- Acción sedante y relajante muscular.
- Efecto antiinflamatorio y antiedematoso.
- Acción antálgica.
- Drenaje del tejido intercelular.
- Acción regeneradora y cicatrizante.



Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.



Multicel® es un diseño exclusivo de Meditea Electromédica S.R.L.

Viamonte 2255 / 2265 - Buenos Aires - Argentina - CP (C1056AB1)
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111

www.meditea.com

ventas@meditea.com info@meditea.com