

Multiplex® Basic

Nuevo modelo compacto de 4 canales.



● El equipo de mayor uso en tratamientos estéticos y de rehabilitación, ahora en versión compacta. Reúne en un solo equipo los diversos tratamientos para tratar la celulitis y la flaccidez. Mediante la combinación de corrientes, produce una mejora del tono cutáneo, incrementa la circulación, tonifica la musculatura y favorece la reabsorción de los líquidos. Asimismo se consiguen efectos relajatorios, antiinflamatorios, descontracturantes y antiálgicos.



Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.

www.meditea.com

Multiplex® Basic



Electroterapia con ondas bifásicas y corriente galvánica.

El **Multiplex® Basic** es un equipo multipropósito que genera tres tipos de ondas bifásicas para electroterapia, además de disponer de corriente galvánica que posibilita la aplicación de principios farmacológicamente activos mediante iontoforesis.

Posee cuatro canales dobles con regulación independiente de la intensidad para controlar a un mismo tiempo la acción de electroestimulación, conjuntamente con la iontoforesis.

También es posible la elección y aplicación de una sola de las corrientes.

A cada uno de los canales se conectan 2 electrodos para actuar hasta en 2 zonas homólogas, utilización que permite el tratamiento simultáneo de hasta 8 diversas regiones corporales, reduciendo de esta forma sensiblemente el tiempo de aplicación.



ondas bifásicas

corriente galvánica

Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.



Multiplex® Basic es un diseño exclusivo de Meditea Electromédica S.R.L.

Viamonte 2255 / 2265 - Buenos Aires - Argentina - CP (C1056ABI)
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111

www.meditea.com

ventas@meditea.com info@meditea.com