

Neurotens®

Electroestimulador de frecuencias bajas.



MEDIATEA



- Aplicable en analgesia, rehabilitación y estética.
- Generador de ondas TENS y EMS.



Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.

www.meditea.com

Descripción

El **Neurotens®** es un electroestimulador, que basa su acción terapéutica en la generación de ondas TENS (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea) y EMS (Electroestimulación muscular).

Dispone de 16 programas preestablecidos que facilitan su aplicación en analgesia, estimulación muscular, rehabilitación, tonificación y estética.


Su pantalla alfanumerica informa continuamente sobre las distintas actividades y niveles de sus cuatro canales de salida.

Los distintos parámetros del circuito son generados y controlados por un micro-procesador de alta velocidad.

Aplicaciones

El **Neurotens®** se utiliza mediante electrodos de goma conductora y flexible, los cuales facilitan que los impulsos eléctricos penetren a través de la piel.

Sus distintos tipos de ondas (TENS y EMS) se adaptan perfectamente al tipo de tratamiento requerido por el profesional.



Neurotens

electroestimulador de frecuencias bajas

Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.



Neurotens® es un diseño exclusivo de Meditea Electromédica S.R.L.

Viamonte 2255 / 2265 - Buenos Aires - Argentina - CP (C1056ABI)
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111

www.meditea.com

ventas@meditea.com info@meditea.com